

CIERRE DE HERIDAS

GRAPADORA CUTÁNEA DE CABEZAL FIJO DE ALTA CALIDAD

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Contiene un contador con función no reversible
- La grapa abierta mide 11,8 mm x 3,4 mm
- Grapas de acero inoxidable para uso quirúrgico
- Diseño de mango ergonómico
- Extremo abierto para mayor visibilidad y para facilitar la colocación y el posicionamiento
- Mecanismo con reducción de velocidad para hacer más lenta la formación de la grapa y minimizar el desgarro durante la perforación de la piel
- Clic audible para indicar que la grapa está totalmente formada
- Extracción del accionador suave y uniforme
- Envase de fácil agarre que facilita una presentación estéril
- Libre de látex



GRAPADORA CUTÁNEA DE CABEZAL FIJO DE ALTA CALIDAD		
Descripción	REF	Cantidad
Grapadora cutánea de cabezal fijo con recuento de 35 grapas de alta calidad Dimensiones de las grapas después del cierre: 6,8mm ancho x 4,0mm altura	25-3003	30/Envase

DISTRIBUIDORA ROYAL CHILE SpA

Av. Los Olivos 1257-B
Parque de Negocios Enea
Pudahuel - Santiago
Tel.: +56 2 32165049
info@royalmed.cl
www.royalmed.cl

