

# DESECHO DE LÍQUIDOS RESIDUALES

## SOLIDIFICADOR

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Solidifica de manera rápida y efectiva residuos potencialmente infecciosos dentro del depósito colector
- Penetra rápidamente a través del depósito para solidificar sangre y líquidos corporales
- Solidifica en segundos, diez veces más rápido que otros solidificadores
- No es necesario agitarlo
- Se mantiene sólido para evitar derrames y fugas a fin de colocar los líquidos en bolsas de manera fácil y segura y transportarlos fácilmente hasta su eliminación
- Fórmula concentrada: una onza solidifica 1000 cc de líquido de manera económica
- Las bolsas solubles solidifican 500 cc y 1000 cc, lo que elimina el desecho en botellas de plástico
- Libre de cloro para un desecho o incineración no tóxico
- Libre de látex

SOLIDIFICADOR		
Descripción	REF	Cantidad
Bolsa soluble, solidifica 1000 cc, no estéril	71-1000	96/Envase
Solidificador, 1,6 oz (45,4 g), solidifica 1500 cc, no estéril	71-1500	96/Envase
Solidificador, 3,2 oz (90,7 g), solidifica 3000 cc, no estéril	71-3000	36/Envase

