


CONTADOR DE AGUJAS PEQUEÑO DOBLE MAGNETICO (30CTA, 60 CAP)

CODIGO ROYALMED: 25-0104

MARCA: DEROYAL




CARACTERÍSTICAS:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Características y beneficios | El imán de superficie completa proporciona espacio adicional para objetos punzantes, alfileres, cuchillas o agujas. |
| | Los números y la descripción facilitan el recuento correcto de cuchillas y agujas. |
| | Cierre con traba para impedir la apertura accidental. |
| | El color rojo significa residuos de riesgo biológico. |
| | Envase visible. |
| Método de esterilización | ÓXIDO DE ETILENO |
| Libre de látex | SI |



ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

| | |
|--------------------------|--|
| Factor de empaque | 100 Unidades por empaque |
| Almacenaje | Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa. |
| Fabricante | DEROYAL Industries, Inc. |
| Procedencia | EEUU |
| Certificaciones | FDA - CE - ISO13485 |

 LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO
 +569 976 41 248
 VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

