

JERINGA INYECTORA DE MEDIO DE CONTRASTE 200CM³

CODIGO ROYALMED: 100103

MARCA: BOON

CARACTERÍSTICAS:

Características y beneficios	<p>Jeringa Inyectora TAC de 200 cm³ de medio de contraste.</p> <p>1 Punzón perforador grande</p> <p>Diseñadas para soportar hasta 300 PSI.</p> <p>Línea de extensión en forma de espiral de 152cm.</p>
Compatibilidad	Inyectores Medrad® Stellant®
Método de esterilización	ÓXIDO DE ETILENO
Libre de látex	SI



ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

Factor de empaque	50 Unidades por empaque
Almacenaje	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.
Fabricante	Shenzhen Boon Medical Supply Co., Ltd
Procedencia	China
Certificaciones	FDA - CE - ISO13485



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO

+569 976 41 248

VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

