

# JERINGA INYECTORA DE MEDIO DE CONTRASTE 200CM<sup>3</sup>

**CODIGO ROYALMED: 100113**

**MARCA: BOON**

## CARACTERÍSTICAS:

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Características y beneficios</b> | <p>2 Jeringas Inyectoras de 200 cm<sup>3</sup> de medio de contraste.</p> <p>2 Punzón perforador grande</p> <p>Diseñadas para soportar hasta 300 PSI.</p> <p>Línea de extensión en forma de espiral de 152cm, con dos válvulas antirreflujo.</p> |
| <b>Compatibilidad</b>               | Inyectores Medrad®<br>Stellant®  |
| <b>Método de esterilización</b>     | <b>ÓXIDO DE ETILENO</b>  |
| <b>Libre de látex</b>               | <b>SI</b>  |



## ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Factor de empaque</b> | 20 Unidades por empaque  |
| <b>Almacenaje</b>        | Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa. |
| <b>Fabricante</b>        | Shenzhen Boon Medical Supply Co., Ltd                          |
| <b>Procedencia</b>       | China  |
| <b>Certificaciones</b>   | FDA - CE - ISO13485  |



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO

+569 976 41 248

VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

