

CONTADOR DE AGUJAS MAGNETICO CON ESPUMA (20 CTA, 40 CAP)

CODIGO ROYALMED: 25-1401

MARCA: DEROYAL

CARACTERÍSTICAS:

Características y beneficios	<p>Caja con bloque de imán de superficie completa y bloque de espuma que proporcionan espacio adicional para objetos cortopunzantes.</p> <p>Los números y la descripción, facilitan el recuento correcto de cuchillas y agujas.</p> <p>Cierre con traba para impedir la apertura accidental.</p> <p>Envase color rojo que determina residuos de riesgo biológico.</p> <p>Extractor de cuchillas opcional, que disminuye el riesgo de lesiones clínicas.</p> <p>Guía para mango de bisturí que facilita el uso del removedor de cuchillas.</p> <p>Envase visible.</p>
	<p>Método de esterilización</p> <p>ÓXIDO DE ETILENO</p>
<p>Libre de látex</p>	<p>SI</p>



ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

Factor de empaque	80 Unidades por empaque
Almacenaje	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.
Fabricante	DEROYAL Industries, Inc.
Procedencia	EEUU
Certificaciones	FDA - CE - ISO13485

 **LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO**
 **+569 976 41 248**
 **VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL**

