


PAD DE MESA ANTIESCARAS 105 X 50 X 7,5 CM

CODIGO ROYALMED: **M15-2074**

MARCA: DEROYAL

CARACTERÍSTICAS:

<p>Características y beneficios</p>	<p>Pad de mesa de espuma 42" x 20" x 3" comprimida, transpirable.</p> <p>Diseñado para ser utilizado en múltiples procedimientos quirúrgicos y posquirúrgicos para varias posiciones.</p> <p>Proporciona estabilidad, soporte y comodidad.</p> <p>Ayuda a proteger al paciente de posibles problemas de presión y/o descomposición de tejidos.</p> <p>La construcción de espuma enrevesada promueve la circulación de aire para la comodidad del paciente.</p> <p>Espuma de alta densidad.</p>
<p>Método de esterilización</p>	<p>NO ESTÉRIL</p>
<p>Libre de látex</p>	<p>SI</p>



ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

<p>Factor de empaque</p>	<p>12 Unidades por empaque.</p>
<p>Almacenaje</p>	<p>Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.</p>
<p>Fabricante</p>	<p>DEROYAL Industries, Inc.</p>
<p>Procedencia</p>	<p>EEUU</p>
<p>Certificaciones</p>	<p>FDA - CE - ISO13485</p>



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO



+569 976 41 248



VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

