

VENDAJE ELASTICADO DE RETENCIÓN TUBULAR, STRETCH NET, SIZE #2

CODIGO ROYALMED: 10-7126

MARCA: DEROYAL

CARACTERÍSTICAS:

Características y beneficios	Vendaje elástico de retención tubular que mantiene los apósitos en su lugar.
	Permite una fácil inspección de la herida y una aplicación rápida para heridas con cambios frecuentes de apósito.
	Proporciona una adecuada aireación a la herida.
	Ideal para pacientes con piel frágil. Uso sugerido en dedos, muñeca, manos pequeñas. Circunferencia aproximada 8" x 11".
Método de esterilización	NO ESTÉRIL
Libre de látex	NO



ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

Factor de empaque	1 Unidad de 22,8 metros de longitud por empaque.
Almacenaje	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.
Fabricante	DEROYAL INDUSTRIES, INC
Procedencia	EEUU
Certificaciones	FDA - CE - ISO13485



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO



+569 976 41 248



VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

