

VENDAJE ELASTICADO DE RETENCIÓN TUBULAR, STRETCH NET, SIZE #1

CODIGO ROYALMED: 10-7401

MARCA: DEROYAL

CARACTERÍSTICAS:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Características y beneficios | Vendaje elástico de retención tubular que mantiene los apósitos en su lugar. |
| | Permite una fácil inspección de la herida y una aplicación rápida para heridas con cambios frecuentes de apósito. |
| | Proporciona una adecuada aireación a la herida. |
| | Ideal para pacientes con piel frágil. Uso sugerido en dedos de los pies. Circunferencia aproximada 3" x 8" |
| Método de esterilización | NO ESTÉRIL |
| Libre de látex | SI |



ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

| | |
|--------------------------|--|
| Factor de empaque | 1 Unidad de 9,1 metros de longitud por empaque. |
| Almacenaje | Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa. |
| Fabricante | DEROYAL INDUSTRIES, INC |
| Procedencia | EEUU |
| Certificaciones | FDA - CE - ISO13485 |



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO



+569 976 41 248



VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

