

# VENDAJE ELÁSTICO DE RETENCIÓN TUBULAR, STRETCH NET, SIZE #5

**CODIGO ROYALMED: 10-7405**

**MARCA: DEROYAL**

## CARACTERÍSTICAS:

<p><b>Características y beneficios</b></p>	<p>Vendaje elástico de retención tubular que mantiene los apósitos en su lugar.</p> <p>Permite una fácil inspección de la herida y una aplicación rápida para heridas con cambios frecuentes de apósito.</p> <p>Proporciona una adecuada aireación a la herida.</p> <p>Ideal para pacientes con piel frágil.</p> <p>Uso sugerido en pantorrilla, muslo, cabeza.</p> <p>Circunferencia aproximada 22" x 26"</p>
<p><b>Método de esterilización</b></p>	<p>NO ESTÉRIL</p>
<p><b>Libre de látex</b></p>	<p>SI</p>



## ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

<p><b>Factor de empaque</b></p>	<p>1 Unidad de 9,1 metros de longitud por empaque.</p>
<p><b>Almacenaje</b></p>	<p>Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.</p>
<p><b>Fabricante</b></p>	<p>DEROYAL INDUSTRIES, INC</p>
<p><b>Procedencia</b></p>	<p>EEUU</p>
<p><b>Certificaciones</b></p>	<p>FDA - CE - ISO13485</p>



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO



+569 976 41 248



VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

