

# VENDAJE ELASTICADO DE RETENCIÓN TUBULAR, STRETCH NET, SIZE #6

**CODIGO ROYALMED: 10-7407**

**MARCA: DEROYAL**

## CARACTERÍSTICAS:

<b>Características y beneficios</b>	Vendaje elástico de retención tubular que mantiene los apósitos en su lugar.
	Permite una fácil inspección de la herida y una aplicación rápida para heridas con cambios frecuentes de apósito.
	Proporciona una adecuada aireación a la herida.
	Ideal para pacientes con piel frágil. Uso sugerido en pecho, abdomen, muslos y hombros. Circunferencia aproximada 35" x 42"
<b>Método de esterilización</b>	NO ESTÉRIL
<b>Libre de látex</b>	SI



## ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

<b>Factor de empaque</b>	1 Unidad de 9,1 metros de longitud por empaque.
<b>Almacenaje</b>	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.
<b>Fabricante</b>	DEROYAL INDUSTRIES, INC
<b>Procedencia</b>	EEUU
<b>Certificaciones</b>	FDA - CE - ISO13485



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO



+569 976 41 248



VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

