


ESPONJA LIMPIA ELECTRODOS

CODIGO ROYALMED: 30-200

MARCA: DEROYAL


CARACTERÍSTICAS:

Características y beneficios	<p>España con cara porosa recubierta para eliminar el residuo de electrodos o instrumentos de manera rápida y fácil de las puntas.</p> <p>Diseño simple que elimina el molesto raspado de los electrodos.</p> <p>Producto radiopaco, detectable a rayos X.</p> <p>Respaldo adhesivo se sujeta de forma segura en la superficie cubierta.</p>
Método de esterilización	ÓXIDO DE ETILENO
Libre de látex	SI



ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

Factor de empaque	240 Unidades por empaque
Almacenaje	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.
Fabricante	DEROYAL Industries, Inc.
Procedencia	EE.UU
Certificaciones	FDA - CE - ISO13485

 **LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO**
 **+569 976 41 248**
 **VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL**

