

# VENDA ELÁSTICA AUTOADHESIVA COBAN™

**CODIGO ROYALMED: 30-403**  
**MARCA: DEROYAL - COBAN™ 3M™**

## CARACTERÍSTICAS:

<b>Características y beneficios</b>	<p>Vendaje elástico autoadhesivo, se aferra solo a sí mismo para una fácil aplicación.</p> <p>Realiza una gran envoltura y se puede cortar rápidamente a la longitud exacta, eliminando el corte.</p> <p>Tamaño: 7,62 cm de ancho x 457 cm de largo.</p>
<b>Método de esterilización</b>	<b>ÓXIDO DE ETILENO</b>
<b>Libre de látex</b>	<b>SI</b>



## ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

<b>Factor de empaque</b>	20 Envases por empaque
<b>Almacenaje</b>	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.
<b>Fabricante</b>	DEROYAL Industries, Inc.
<b>Procedencia</b>	EEUU
<b>Certificaciones</b>	FDA - ISO13485



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO

+569 976 41 248

VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

