

VENDAJE ESMARK COLOR AZUL 10cm x 274cm

CODIGO ROYALMED: 35-409

MARCA: DEROYAL

CARACTERÍSTICAS:

Características y beneficios	Vendaje de excelente compresión y propiedades elásticas para cirugía esencialmente sin sangre.
	Resultados avanzados de tecnología de lavado en polvo mínimo.
	Minimiza las posibilidades de reacciones alérgicas y granulomatosas.
	10 cm de ancho x 274 cm de longitud.
Método de esterilización	ÓXIDO DE ETILENO
Libre de látex	SI



ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

Factor de empaque	20 Unidades por empaque.
Almacenaje	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.
Fabricante	DEROYAL Industries, Inc.
Procedencia	EEUU
Certificaciones	FDA - CE - ISO13485



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO

+569 976 41 248

VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

