


# ELECTRODO PUNTA PALETA DE 6"

**CODIGO ROYALMED: 88-000011**

**MARCA: DEROYAL**

## CARACTERÍSTICAS:

<b>Características y beneficios</b>	<p>Electrodo punta paleta de 6" de acero inoxidable y vástago universal.</p> <p>Diseñados para reducir la adhesión del tejido.</p> <p>Compatible con la mayoría de los lápices electrobisturí.</p> <p>De un solo uso</p>
<b>Método de esterilización</b>	<b>ÓXIDO DE ETILENO</b>
<b>Libre de látex</b>	<b>SI</b>



## ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

<b>Factor de empaque</b>	25 Unidades por empaque
<b>Almacenaje</b>	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.
<b>Fabricante</b>	DEROYAL Industries, Inc.
<b>Procedencia</b>	EEUU
<b>Certificaciones</b>	FDA - ISO13485



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO



+569 976 41 248



VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

