


ELECTRODO PUNTA PALETA DE 1"

CODIGO ROYALMED: 88-000013

MARCA: DEROYAL

CARACTERÍSTICAS:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Características y beneficios | <p>Electrodo punta paleta de 1" de acero inoxidable y vástago universal.</p> <p>Diseñados para reducir la adhesión del tejido.</p> <p>Compatible con la mayoría de los lápices electrobisturí.</p> <p>De un solo uso</p> |
| Método de esterilización | ÓXIDO DE ETILENO |
| Libre de látex | SI |



ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

| | |
|--------------------------|--|
| Factor de empaque | 25 Unidades por empaque |
| Almacenaje | Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa. |
| Fabricante | DEROYAL Industries, Inc. |
| Procedencia | EEUU |
| Certificaciones | FDA - ISO13485 |



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO



+569 976 41 248



VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

