


ELECTRODO PUNTA PALETA DE BOLITA

CODIGO ROYALMED: **88-000014**

MARCA: DEROYAL

CARACTERÍSTICAS:

Características y beneficios	<p>Electrodo punta bolita de 4mm de diametro. Elaborados de acero inoxidable y teflón.</p> <p>Diseñados para reducir la adhesión del tejido.</p> <p>Compatible con la mayoría de los lápices electrobisturí.</p> <p>De un solo uso</p>
Método de esterilización	ÓXIDO DE ETILENO
Libre de látex	SI



ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

Factor de empaque	25 Unidades por empaque
Almacenaje	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.
Fabricante	DEROYAL Industries, Inc.
Procedencia	EEUU
Certificaciones	FDA - ISO13485



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO

+569 976 41 248

VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

