

# PLACA BIPOLAR PARA ELECTROBISTURÍ ADULTO s/cable

**CODIGO ROYALMED: 88-000102W**

**MARCA: DEROYAL**

## CARACTERÍSTICAS:

<b>Características y beneficios</b>	<p>Placa bipolar para electrobisturí tamaño óptimo de espuma impermeable.</p> <p>Almohadilla de doble conductor para adultos.</p> <p>Flexible, que previene el rasgado del electrodo de retorno y favorece la adaptabilidad en cualquier sitio de la piel.</p> <p>Hidrogel adhesivo que aumenta la conductividad y disminuye la concentración de temperatura, lo que minimiza el riesgo de quemaduras</p>
<b>Método de esterilización</b>	<b>NO ESTÉRIL</b>
<b>Libre de látex</b>	<b>SI</b>



## ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

<b>Factor de empaque</b>	100 Unidades por empaque
<b>Almacenaje</b>	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.
<b>Fabricante</b>	DEROYAL Industries, Inc.
<b>Procedencia</b>	EEUU
<b>Certificaciones</b>	FDA - CE - ISO13485



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO



+569 976 41 248



VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

