

PLACA BIPOLAR PARA ELECTROBISTURÍ PEDIÁTRICA s/cable

CODIGO ROYALMED: 88-000104W

MARCA: DEROYAL

CARACTERÍSTICAS:

Características y beneficios	<p>Placa bipolar para electrobisturí tamaño óptimo de espuma impermeable.</p> <p>Almohadilla de doble conductor pediátrica.</p> <p>Flexible, que previene el rasgado del electrodo de retorno y favorece la adaptabilidad en cualquier sitio de la piel.</p> <p>Hidrogel adhesivo que aumenta la conductividad y disminuye la concentración de temperatura, lo que minimiza el riesgo de quemaduras</p>
Método de esterilización	NO ESTÉRIL
Libre de látex	SI



ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

Factor de empaque	100 Unidades por empaque
Almacenaje	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.
Fabricante	DEROYAL Industries, Inc.
Procedencia	EEUU
Certificaciones	FDA - CE - ISO13485



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO



+569 976 41 248



VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

