

PLACA BIPOLAR PARA ELECTROBISTURÍ ADULTO c/cable

CODIGO ROYALMED: 88-000202

MARCA: DEROYAL

CARACTERÍSTICAS:

Características y beneficios	<p>Placa bipolar para electrobisturí tamaño óptimo de espuma impermeable.</p> <p>Almohadilla de doble conductor para adultos.</p> <p>Cable flexible de 25 cm de largo compatibilidad Universal.</p> <p>Flexible, que previene el rasgado del electrodo de retorno y favorece la adaptabilidad en cualquier sitio de la piel.</p> <p>Hidrogel adhesivo que aumenta la conductividad y disminuye la concentración de temperatura, lo que minimiza el riesgo de quemaduras</p>
Método de esterilización	NO ESTÉRIL
Libre de látex	SI



ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

Factor de empaque	50 Unidades por empaque
Almacenaje	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.
Fabricante	DEROYAL Industries, Inc.
Procedencia	EEUU
Certificaciones	FDA - CE - ISO13485



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO

+569 976 41 248

VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

