

LAPIZ ELECTROQUIRURGICO PARA LAPAROSCOPIA - HOOK

CODIGO ROYALMED: 88-0020

MARCA: DEROYAL

CARACTERÍSTICAS:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Características y beneficios | <p>Lápiz electrobisturi recubierto de PTFE para reducir adhesión al tejido.</p> <p>Ayuda a proporcionar una excelente disección y coagulación.</p> <p>Eje completamente aislado evita corrientes parásitas y quemaduras no deseadas, desechable, conveniente y rentable.</p> <p>Compatible con electrobisturi Covidien / Valley Lab y Conmed.</p> |
| Método de esterilización | ÓXIDO DE ETILENO |
| Libre de látex | SI |



ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

| | |
|--------------------------|--|
| Factor de empaque | 6 Unidades por empaque |
| Almacenaje | Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa. |
| Fabricante | DEROYAL Industries, Inc. |
| Procedencia | EEUU |
| Certificaciones | FDA - ISO13485 |



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO



+569 976 41 248



VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

