


# ELECTRODO PUNTA MICROAGUJA TUNGSTENO DE 3CM

**CODIGO ROYALMED: 88-103**

**MARCA: DEROYAL**

## CARACTERÍSTICAS:

<b>Características y beneficios</b>	<p>Electrodo punta microaguja de 3cm con precisión de corte y coagulación sin el gasto de un láser.</p> <p>La punta ultra afilada permite el uso de potencia extremadamente baja.</p> <p>Punta de tungsteno para resistencia al calor.</p> <p>Aislado dentro de los 3mm de la punta para permitir el acceso profundo al tejido sin riesgo de quemaduras accidentales.</p>
<b>Método de esterilización</b>	<b>ÓXIDO DE ETILENO</b>
<b>Libre de látex</b>	<b>SI</b>



## ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

<b>Factor de empaque</b>	10 Unidades por empaque
<b>Almacenaje</b>	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.
<b>Fabricante</b>	DEROYAL Industries, Inc.
<b>Procedencia</b>	EEUU
<b>Certificaciones</b>	FDA - ISO13485



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO

+569 976 41 248

VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

