


ELECTRODO PUNTA MICROAGUJA TUNGSTENO DE 4CM

CODIGO ROYALMED: 88-104A

MARCA: DEROYAL

CARACTERÍSTICAS:

Características y beneficios	<p>Electrodo punta microaguja de 4cm con precisión de corte y coagulación sin el gasto de un láser.</p> <p>La punta ultra afilada permite el uso de potencia extremadamente baja.</p> <p>Punta de tungsteno para resistencia al calor.</p> <p>Aislado dentro de los 3mm de la punta para permitir el acceso profundo al tejido sin riesgo de quemaduras accidentales.</p>
Método de esterilización	ÓXIDO DE ETILENO
Libre de látex	SI



ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

Factor de empaque	10 Unidades por empaque
Almacenaje	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.
Fabricante	DEROYAL Industries, Inc.
Procedencia	EEUU
Certificaciones	FDA - ISO13485



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO



+569 976 41 248



VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

