

LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO CON INTERRUPTOR BASCULANTE

CODIGO ROYALMED: 88-E0031

MARCA: DEROYAL

CARACTERÍSTICAS:

Características y beneficios	<p>El enchufe de tres puntas se adapta a la mayoría de los generadores electroquirúrgicos.</p> <p>Cable flexible de 10' para una fácil instalación y drapeado.</p> <p>Interruptor codificado por color amarillo y azul con retroalimentación audible y táctil para confirmar la activación e identificar controles de corte/coagulación.</p> <p>El cañon texturizado a prueba de fluidos evita resbalones o golpes.</p>
Método de esterilización	ÓXIDO DE ETILENO
Libre de látex	SI



ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

Factor de empaque	100 Unidades por empaque
Almacenaje	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.
Fabricante	DEROYAL Industries, Inc.
Procedencia	EEUU
Certificaciones	FDA - CE - ISO13485



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO



+569 976 41 248



VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

