

BISTURÍ DE SEGURIDAD CON CONTROL DESLIZANTE, HOJA N° 11

CODIGO ROYALMED: D4511

MARCA: DEROYAL

CARACTERÍSTICAS:

Características y beneficios	Bisturí con protección de seguridad retráctil.
	Hoja #11 Swann Morton.
	Fácil de operar y ahora con bloqueo permanente para disposición final.
	Bloqueo temporal hacia adelante para evitar retracciones accidentales.
	Agarres de los dedos antideslizantes y acanalados para una sujeción segura en manos enguantadas, con capacidad para una variedad de posiciones.
Color rojo de alta visibilidad que indica un riesgo biológico para garantizar la eliminación adecuada en el contenedor de objetos punzantes.	
Visibilidad total de la cuchilla en todo momento para reducir la posibilidad de lesiones accidentales.	
Deslizador color azul.	
Método de esterilización	ÓXIDO DE ETILENO
Libre de látex	SI



ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

Factor de empaque	50 Unidades por empaque.
Almacenaje	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.
Fabricante	DEROYAL INDUSTRIES, INC
Procedencia	EEUU
Certificaciones	FDA - ISO13485



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO

+569 976 41 248

VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

