


# HOJA BISTURÍ DE ACERO AL CARBONO, #15

CODIGO ROYALMED: D6205

MARCA: SWANN-MORTON

## CARACTERÍSTICAS:

<b>Características y beneficios</b>	Bisturí de acero al carbono fabricado por Swann-Morton para DeRoyal. Uso con manijas n°3 y n°4. Envase individual. Variados tamaños disponibles.
<b>Método de esterilización</b>	<b>ÓXIDO DE ETILENO</b>
<b>Libre de látex</b>	SI



## ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

<b>Factor de empaque</b>	200 Unidades por empaque.
<b>Almacenaje</b>	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.
<b>Fabricante</b>	SWANN-MORTON LIMITED
<b>Procedencia</b>	ENGLAND
<b>Certificaciones</b>	FDA - ISO13485 - ISO50001 - ISO14001



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO

+569 976 41 248

VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL



Swann-Morton