

HOJA BISTURÍ DE ACERO AL CARBONO, #22

CODIGO ROYALMED: D6208

MARCA: SWANN-MORTON

CARACTERÍSTICAS:

Características y beneficios	Bisturí de acero al carbono fabricado por Swann-Morton para DeRoyal. Uso con manijas n°3 y n°4. Envase individual. Variados tamaños disponibles.
Método de esterilización	ÓXIDO DE ETILENO
Libre de látex	SI



ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

Factor de empaque	200 Unidades por empaque.
Almacenaje	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.
Fabricante	SWANN-MORTON LIMITED
Procedencia	ENGLAND
Certificaciones	FDA - ISO13485 - ISO50001 - ISO14001



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO

+569 976 41 248

VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL



Swann-Morton