

APÓSITO ADHESIVO DELGADO PARA HERIDAS, COVADERM®, 10cm x 2 cm

CODIGO ROYALMED: 15-204
MARCA: DEROYAL

CARACTERÍSTICAS:

Características y beneficios	Apósito estéril de uso general, no adherente, con almohadilla protectora estéril altamente absorbente.
	Cinta adhesiva acrílica, no irritante.
	Cómodos bordes redondeados y cinta de tela elástica.
	Revestimiento de liberación dividida para una fácil aplicación en un solo paso.
	Se ajusta de forma segura a los contornos del cuerpo.
	De uso primario y secundario.
Método de esterilización	ÓXIDO DE ETILENO
Libre de látex	SI



ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

Factor de empaque	50 Unidades por empaque.
Almacenaje	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.
Fabricante	DEROYAL INDUSTRIES, INC
Procedencia	EEUU
Certificaciones	FDA - CE - ISO13485



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO



+569 976 41 248



VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

