

CUBRE CALZADO CON PLANTA ANTIDESLIZANTE

CODIGO ROYALMED: 20-010

MARCA: ROYALMED

CARACTERÍSTICAS:

Características y beneficios	Elemento de protección personal indicado para mantener la higiene del suelo.
	Evita el contacto directo del calzado con superficies que deben permanecer higienizadas.
	Elemento desechable de polipropileno (25 gsm SPP).
	Color azul, 17 cm ± 0.5 (ancho) x 41 ± 0.5 (largo), 8g ± 0.02 (el par).
	Evitar uso en personas con alergia al material no textil.
Vida útil de 3 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.	
Método de esterilización	NO ESTÉRIL
Libre de látex	SI



ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

Factor de empaque	100 Unidades por empaque.
Almacenaje	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa. 5 a 30°C.
Procedencia	CHINA
Certificaciones	ISO 13485:2003



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO

+569 976 41 248

VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

