

GORRO DE ENFERMERA DESECHABLE TIPO CLIP COLOR BLANCO

CODIGO ROYALMED: 20-020

MARCA: ROYALMED

CARACTERÍSTICAS:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Características y beneficios | Elemento de protección personal utilizado para proteger el cabello de salpicaduras, líquidos y polvos. |
| | Mantiene dentro de la estructura el cabello, evitando que contamine el ambiente con su caída. |
| | Elaborado de polipropileno, color blanco. |
| | Circunferencia ajustable con borde elástico hasta 53 cm. |
| | Peso: 2.5g ± 0.1 |
| | Evitar uso en personas con alergia a material no textil. |
| | Vida útil de 3 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque. |
| Método de esterilización | NO ESTÉRIL |
| Libre de látex | SI |



ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

| | |
|--------------------------|--|
| Factor de empaque | 100 Unidades por empaque. |
| Almacenaje | Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa. |
| Procedencia | CHINA |
| Certificaciones | ISO 13485:2016 |



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO

+569 976 41 248

VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

