

BATA DESECHABLE UNISEX PARA PACIENTES

CODIGO ROYALMED: 22-001

MARCA: ROYALMED

CARACTERÍSTICAS:

Características y beneficios	Bata de tela no tejida SMS, manga corta, color azul, con amarras en cuello y cintura.
	Proporciona una barrera bacteriológica frente a un ambiente clínico, ideal para procedimientos y exámenes invasivos.
	Protección contra fluidos.
	Tamaño: 115 cm x 137 cm
	Gramaje: 30 gsm.
	Tela suave e hipoalérgica, resistente a cortes, y rasgados.
	Facilita la respiración corporal.
	Producto desechable, para un sólo uso.
Método de esterilización	NO ESTÉRIL
Libre de látex	SI



ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

Factor de empaque	100 Unidades por caja, en bolsas individuales
Almacenaje	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.
Procedencia	CHINA
Certificaciones	ISO 13485 - CE



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO



+569 976 41 248



VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

