

LAPIZ MARCADOR DE PIEL CON DOBLE PUNTA

CODIGO ROYALMED: 26-019

MARCA: DEROYAL

CARACTERÍSTICAS:

<p>Características y beneficios</p>	<p>Lápiz marcador de piel de tinta violeta resistente a preparaciones. Solución ideal para escribir etiquetas de medicamentos y marcar la piel en el campo estéril. Apoya el cumplimiento de la Comisión Conjunta (JCAHO) para etiquetar medicamentos / soluciones en el campo estéril. Consolida el marcador de etiquetas y el marcador de piel en uno, lo que lo hace económico y reduce el desperdicio Para marcas de líneas suaves y claras sobre la piel. No irritante, no tóxico y no permanente. Punta estandar y ultrafina</p>
<p>Método de esterilización</p>	<p>ÓXIDO DE ETILENO</p>
<p>Libre de látex</p>	<p>SI</p>



ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

<p>Factor de empaque</p>	<p>50 Unidades por empaque</p>
<p>Almacenaje</p>	<p>Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.</p>
<p>Fabricante</p>	<p>DEROYAL INDUSTRIES, INC</p>
<p>Procedencia</p>	<p>EEUU</p>
<p>Certificaciones</p>	<p>FDA - CE - ISO13485</p>



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO

+569 976 41 248

VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

