

# ESPONJA NEUROLÓGICA DE 1" X 3"

**CODIGO ROYALMED: 30-060**

**MARCA: DEROYAL**


## CARACTERÍSTICAS:

<p><b>Características y beneficios</b></p>	<p>Esponja neurológica con fibras de rayón que previenen la desintegración y el deshilachado, reduciendo el riesgo de granulomas.</p> <p>Muy flexibles cuando están húmedas, lo que permite una óptima adaptación.</p> <p>Producto radiopaco detectable a rayos X.</p> <p>Paquete con tarjeta de recuento.</p>
<p><b>Método de esterilización</b></p>	<p><b>ÓXIDO DE ETILENO</b></p>
<p><b>Libre de látex</b></p>	<p><b>SI</b></p>



## ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

<p><b>Factor de empaque</b></p>	<p>10 Unidades por envase, 20 Envases por empaque</p>
<p><b>Almacenaje</b></p>	<p>Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.</p>
<p><b>Fabricante</b></p>	<p>DEROYAL Industries, Inc.</p>
<p><b>Procedencia</b></p>	<p>EEUU</p>
<p><b>Certificaciones</b></p>	<p>FDA - ISO13485</p>



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO

+569 976 41 248

VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

