

ESPONJA NEUROLÓGICA DE 1/4" X 1 1/2"

CODIGO ROYALMED: 30-067
MARCA: DEROYAL


CARACTERÍSTICAS:

Características y beneficios	<p>Esponja neurológica con fibras de rayón que previenen la desintegración y el deshilachado, reduciendo el riesgo de granulomas.</p> <p>Muy flexibles cuando están húmedas, lo que permite una óptima adaptación.</p> <p>Producto radiopaco detectable a rayos X.</p> <p>Paquete con tarjeta de recuento.</p>
Método de esterilización	ÓXIDO DE ETILENO
Libre de látex	SI



ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

Factor de empaque	10 Unidades por envase, 20 Envases por empaque
Almacenaje	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.
Fabricante	DEROYAL Industries, Inc.
Procedencia	EEUU
Certificaciones	FDA - ISO13485



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO

+569 976 41 248

VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

