


# ESPONJA NEUROLÓGICA DE 1/2" X 2"

CODIGO ROYALMED: 30-068

MARCA: DEROYAL

## CARACTERÍSTICAS:

<b>Características y beneficios</b>	<p>Esponja neurológica con fibras de rayón que previenen la desintegración y el deshilachado, reduciendo el riesgo de granulomas.</p> <p>Muy flexibles cuando están húmedas, lo que permite una óptima adaptación.</p> <p>Producto radiopaco detectable a rayos X.</p> <p>Paquete con tarjeta de recuento.</p>
<b>Método de esterilización</b>	<b>ÓXIDO DE ETILENO</b>
<b>Libre de látex</b>	<b>SI</b>



## ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

<b>Factor de empaque</b>	10 Unidades por envase, 20 Envases por empaque
<b>Almacenaje</b>	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.
<b>Fabricante</b>	DEROYAL Industries, Inc.
<b>Procedencia</b>	EEUU
<b>Certificaciones</b>	FDA - ISO13485



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO

+569 976 41 248

VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

