

# CINTA VASCULAR MAXI COLOR ROJO

**CODIGO ROYALMED: 30-722**

**MARCA: DEROYAL**


## CARACTERÍSTICAS:

<b>Características y beneficios</b>	<p>Cintas vasculares de colores, fuertes, duraderas.</p> <p>No porosas, para deslizarse suave y fácilmente sobre los vasos.</p> <p>2.5mm de ancho y 1.0mm de grosor.</p> <p>Elemento radiopaco detectable a rayos X</p> <p>De silicona de grado médico de alta calidad, redonda, para evitar trauma en tejidos.</p>
<b>Método de esterilización</b>	<b>ÓXIDO DE ETILENO</b>
<b>Libre de látex</b>	<b>SI</b>



## ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

<b>Factor de empaque</b>	2 Cintas de 40cm por paquete, 25 paquetes por empaque.
<b>Almacenaje</b>	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.
<b>Fabricante</b>	DEROYAL Industries, Inc.
<b>Procedencia</b>	EEUU
<b>Certificaciones</b>	FDA - CE - ISO13485



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO

+569 976 41 248

VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

