

CINTA VASCULAR MAXI COLOR AMARILLO

CODIGO ROYALMED: 30-724

MARCA: DEROYAL


CARACTERÍSTICAS:

Características y beneficios	<p>Cintas vasculares de colores, fuertes, duraderas.</p> <p>No porosas, para deslizarse suave y fácilmente sobre los vasos.</p> <p>2.5mm de ancho y 1.0mm de grosor.</p> <p>Elemento radiopaco detectable a rayos X</p> <p>De silicona de grado médico de alta calidad, redonda, para evitar trauma en tejidos.</p>
Método de esterilización	ÓXIDO DE ETILENO
Libre de látex	SI



ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

Factor de empaque	2 Cintas de 40cm por paquete, 25 paquetes por empaque.
Almacenaje	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.
Fabricante	DEROYAL Industries, Inc.
Procedencia	EEUU
Certificaciones	FDA - CE - ISO13485



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO

+569 976 41 248

VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

