


APÓSITO 10 x 10 cm DE ALGINATO DE CALCIO

CODIGO ROYALMED: 46-901

MARCA: ROYALMED

CARACTERÍSTICAS:

Características y beneficios	<p>Apósito estéril de alginato de calcio elaborado de fibra fina, no tejida, que absorbe dos veces la solución salina de otros apósitos de alginato de calcio.</p> <p>Grueso y efectivo, cambia a un gel fibroso cuando esta en contacto con el exudado de la herida.</p> <p>Absorbe hasta 20 veces su peso en líquido.</p> <p>Ideal para recambios diarios.</p>
Método de esterilización	ÓXIDO DE ETILENO
Libre de látex	SI



ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

Factor de empaque	10 Unidades por caja, 3 cajas por empaque
Almacenaje	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.
Procedencia	China
Certificaciones	ISO13485



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO



+569 976 41 248



VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

