



**APOSITO ALGINATO DE CALCIO MECHA THIN 12"**

**CODIGO ROYALMED: 46-903**

**MARCA: ROYALMED**

**CARACTERÍSTICAS:**

<b>Características y beneficios</b>	<p>Apósito estéril de alginato de calcio, tipo "mecha", elaborado de fibra fina, no tejida, que absorbe dos veces la solución salina de otros apósitos de alginato de calcio.</p> <p>Grueso y efectivo, cambia a un gel fibroso cuando esta en contacto con el exudado de la herida.</p> <p>Absorbe hasta 20 veces su peso en líquido.</p> <p>Ideal para recambios diarios.</p>
<b>Método de esterilización</b>	<b>ÓXIDO DE ETILENO</b>
<b>Libre de látex</b>	<b>SI</b>



**ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:**

<b>Factor de empaque</b>	10 Unidades por caja, 3 cajas por empaque
<b>Almacenaje</b>	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.
<b>Procedencia</b>	CHINA
<b>Certificaciones</b>	CE - ISO13485



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO

+569 976 41 248

VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

