

# SOLIDIFICADOR EN POLVO PARA 3000 CC

**CODIGO ROYALMED: 71-3000**  
**MARCA: DEROTAL**

## CARACTERÍSTICAS:

<p><b>Características y beneficios</b></p>	<p>Solidificador en polvo para solidificar desechos infecciosos potencialmente graves dentro del recipiente de succión de manera rápida y efectiva.</p> <p>Penetra rápidamente en todo el recipiente para solidificar la sangre y los fluidos.</p> <p>Diez veces más rápido que otros solidificadores, transforma en gel en segundos.</p> <p>No requiere sacudidas.</p> <p>Mantiene la solidez para evitar derrames y fugas para un ensacado seguro y fácil transporte para su eliminación.</p>
<p><b>Método de esterilización</b></p>	<p>NO ESTÉRIL</p>
<p><b>Libre de látex</b></p>	<p><b>SI</b></p>



## ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

<p><b>Factor de empaque</b></p>	<p>36 Unidades por empaque.</p>
<p><b>Almacenaje</b></p>	<p>Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.</p>
<p><b>Fabricante</b></p>	<p>DEROTAL Industries, Inc.</p>
<p><b>Procedencia</b></p>	<p>EEUU</p>
<p><b>Certificaciones</b></p>	<p>FDA - ISO13485</p>



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO



+569 976 41 248



VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

