

CONTENEDOR SEMIRÍGIDO PARA RECOLECCIÓN DE FLUIDOS 1000cc, SAFELINER®

CODIGO ROYALMED: 71-6510

MARCA: DEROYAL

CARACTERÍSTICAS:




Características y beneficios	Sistema de recolección de fluidos para 1000 cc semirígido.
	Posee un innovador sello adhesivo en la tapa que ayuda a evitar fugas y derrames.
	La tapa autoalineable permite un montaje rápido y fácil.
	Los caudales mejorados permiten una mayor potencia de succión en entornos clínicos.
	La innovadora tecnología de filtro, ayuda a prevenir el flujo de retorno de fluidos aspirados a los sistemas de vacío hospitalarios.
	Los recipientes se pueden apilar para un embalaje y almacenamiento eficientes
Método de esterilización	NO ESTÉRIL
Libre de látex	SI



ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

Factor de empaque	100 Unidades por empaque
Almacenaje	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.
Fabricante	DEROYAL Industries, Inc.
Procedencia	EEUU
Certificaciones	FDA - CE - ISO13485



 **LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO**
 **+569 976 41 248**
 **VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL**

