

**CONTENEDOR SEMIRÍGIDO PARA RECOLECCIÓN DE FLUIDOS 1500cc, SAFELINER®**

**CODIGO ROYALMED: 71-6515**

**MARCA: DEROYAL**

**CARACTERÍSTICAS:**

<b>Características y beneficios</b>	Sistema de recolección de fluidos para 1500 cc semirígido.
	Posee un innovador sello adhesivo en la tapa que ayuda a evitar fugas y derrames.
	La tapa autoalineable permite un montaje rápido y fácil.
	Los caudales mejorados permiten una mayor potencia de succión en entornos clínicos.
	La innovadora tecnología de filtro, ayuda a prevenir el flujo de retorno de fluidos aspirados a los sistemas de vacío hospitalarios.
Los recipientes se pueden apilar para un embalaje y almacenamiento eficientes	
<b>Método de esterilización</b>	<b>NO ESTÉRIL</b>
<b>Libre de látex</b>	<b>SI</b>



**ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:**

<b>Factor de empaque</b>	100 Unidades por empaque
<b>Almacenaje</b>	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.
<b>Fabricante</b>	DEROYAL Industries, Inc.
<b>Procedencia</b>	<b>EEUU</b>
<b>Certificaciones</b>	FDA - CE - ISO13485



 **LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO**  
 **+569 976 41 248**  
 **VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL**

