


GRAPADORA DE PIEL

CODIGO ROYALMED: 25-3001

MARCA: ROYALMED

CARACTERÍSTICAS:

Características y beneficios	<p>Grapadora con bordes transparentes que facilitan una visibilidad máxima y recuento de 35 grapas con función no reversible.</p> <p>Diseño de mango ergonómico.</p> <p>Clic audible, para indicar que la grapa está totalmente formada.</p> <p>Grapas de acero inoxidable 316L de alta calidad.</p> <p>Dimensión de las grapas después del cierre; 4,7mm de alto x 6,5mm de ancho.</p>
	<p>Método de esterilización</p> <p>ÓXIDO DE ETILENO</p>
<p>Libre de látex</p>	<p>SI</p>



ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

Factor de empaque	10 Unidades por empaque
Almacenaje	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.
Procedencia	CHINA
Certificaciones	ISO13485 - CE



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO

+569 976 41 248

VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

