

# SOLUCIÓN ANTIEMPAÑAMIENTO ÓPTICO DEFOGGER™

**CODIGO ROYALMED: 28-0101**

**MARCA: DEROYAL**

## CARACTERÍSTICAS:

<p><b>Características y beneficios</b></p>	<p>DEFOGGER es una solución especialmente formulada que evita el empañamiento de lentes.</p> <p>Previene de forma segura el empañamiento de la óptica del lente sin dañarla.</p> <p>Almohadilla con dorso adhesivo a la cual se aplican gotas de la solución para posteriormente untar la óptica.</p> <p>Almohadilla detectable a Rayos X</p>
<p><b>Método de esterilización</b></p>	<p><b>RAYOS GAMMA</b></p>
<p><b>Libre de látex</b></p>	<p><b>SI</b></p>



## ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

<p><b>Factor de empaque</b></p>	<p>20 Unidades por empaque</p>
<p><b>Almacenaje</b></p>	<p>Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.</p>
<p><b>Fabricante</b></p>	<p>DEROYAL Industries, Inc.</p>
<p><b>Procedencia</b></p>	<p>EEUU</p>
<p><b>Certificaciones</b></p>	<p>FDA - CE - ISO13485</p>



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO

+569 976 41 248

VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

