


## DISECTOR LAPAROSCÓPICO PUNTA ROMA DE 5MM X 41CM

**CODIGO ROYALMED: 28-0804**

**MARCA: DEROYAL**

### CARACTERÍSTICAS:

<b>Características y beneficios</b>	Disector laparoscópico punta roma de 5mm.
	Punta de 100% algodón.
	Fijación segura.
	Detectable a rayos X
<b>Método de esterilización</b>	<b>ÓXIDO DE ETILENO</b>
<b>Libre de látex</b>	<b>SI</b>



### ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

<b>Factor de empaque</b>	10 Unidades por empaque
<b>Almacenaje</b>	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.
<b>Fabricante</b>	DEROYAL INDUSTRIES, INC
<b>Procedencia</b>	EEUU
<b>Certificaciones</b>	FDA - CE - ISO13485



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO

+569 976 41 248

VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

