

## MICROESPONJA OFTALMOLÓGICA

**CODIGO ROYALMED: 30-049**

**MARCA: DEROYAL**

### CARACTERÍSTICAS:

<b>Características y beneficios</b>	Microesponja Lanza oftalmológica diseñada para absorción microscópica en el área ocular.
	Disección fina y cirugía delicada.
	Fabricada en fibra de celulosa.
	No se desprende y es altamente absorbente.
	Libre de pelusa, que causa menos irritación.
	Producto estéril, radiopaco.
<b>Método de esterilización</b>	ÓXIDO DE ETILENO
<b>Libre de látex</b>	<b>SI</b>



### ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

<b>Factor de empaque</b>	10 Unidades por empaque.
<b>Almacenaje</b>	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.
<b>Fabricante</b>	DEROYAL Industries, Inc.
<b>Procedencia</b>	<b>EEUU</b>
<b>Certificaciones</b>	FDA - CE - ISO13485

 **LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO**  
 **+569 976 41 248**  
 **VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL**

