

BOLSA PARA AISLAMIENTO DE ÓRGANOS

CODIGO ROYALMED: 30-5510

MARCA: DEROYAL

CARACTERÍSTICAS:

Características y beneficios	<p>Bolsa de aislamiento 50cm x 50cm, para proteger los intestinos contra traumas y contaminación cuando está fuera de la cavidad abdominal durante la cirugía.</p> <p>Útil para aislar de contaminación las porciones distales de las extremidades .</p> <p>Otro uso incluye el transporte de muestras/órganos y protección del equipo durante los procedimientos y el almacenamiento.</p>
	<p>Material suave, flexible y de alta calidad que es fuerte y resistente a los pinchazos.</p> <p>Elaborada de vinilo impermeable, permite la visualización de su contenido en todo momento.</p> <p>Alta resistencia a la tracción y las propiedades de alargamiento que garantizan la seguridad del ambiente estéril sin desgarros.</p> <p>Cuerda para encerrar el contenido y así mantenerse húmedo durante todo momento.</p> <p>Superficie a prueba de humedad evita la pérdida de líquido por evaporación.</p>
Método de esterilización	ÓXIDO DE ETILENO
Libre de látex	SI



ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

Factor de empaque	40 Unidades por empaque
Almacenaje	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.
Fabricante	DEROYAL Industries, Inc.
Procedencia	EEUU
Certificaciones	FDA - ISO13485



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO

+569 976 41 248

VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

