

## APOSITO NASAL CON VIA AEREA

CODIGO ROYALMED: 34-104

MARCA: DEROYAL

### CARACTERÍSTICAS:

<b>Características y beneficios</b>	<p>Espónja nasal grande para un control rápido y efectivo de esta misma, con cuerda.</p> <p>8cm de largo x 1.5 cm de grosor x 3 cm de alto.</p> <p>Proporciona comodidad insuperable para el paciente.</p> <p>El tubo de vía aérea ayuda a la comodidad del paciente para una mejor respiración y reducción de la presión</p> <p>La extracción atraumática previene el sangrado activo.</p> <p>La configuración comprimida se desliza fácilmente en la cavidad nasal.</p> <p>Absorbe tres veces más líquido que la gasa.</p>
<b>Método de esterilización</b>	RAYOS GAMMA
<b>Libre de látex</b>	SI



### ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

<b>Factor de empaque</b>	10 Unidades por empaque.
<b>Almacenaje</b>	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.
<b>Fabricante</b>	DEROYAL Industries, Inc.
<b>Procedencia</b>	EEUU
<b>Certificaciones</b>	FDA - ISO13485



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO



+569 976 41 248



VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

