

APOSITO EN POLVO CON MALTODEXTRINA, MULTIDEX® 12 G

CODIGO ROYALMED: 46-703

MARCA: DEROYAL

CARACTERÍSTICAS:

Características y beneficios	<p>Apósito en polvo hidrófilo con maltodextrina NF, clínicamente probado para mantener un ambiente húmedo beneficioso para el crecimiento de tejido de granulación y la proliferación epitelial.</p> <p>Llena rápidamente el sitio de la herida, mezclándose rápidamente con el exudado para formar una capa protectora que mantiene un equilibrio de humedad ideal para proteger contra la deshidratación.</p> <p>Para usar en la mayoría de los tipos de heridas, incluidas las heridas infectadas difíciles de curar.</p> <p>No tóxico y no absorbido sistemáticamente.</p> <p>Penetra todas las irregularidades de la herida para llenar túneles e irregularidades de esta.</p> <p>Adyuda a controlar el olor mientras disminuye el exudado purulento.</p> <p>Suaviza el tejido necrótico para facilitar el desbridamiento.</p>
	<p>Método de esterilización</p> <p>RAYOS GAMMA</p>
	<p>Libre de látex</p> <p>SI</p>



ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

Factor de empaque	30 Unidades por empaque.
Almacenaje	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.
Fabricante	DEROYAL Industries, Inc.
Procedencia	EEUU
Certificaciones	FDA - ISO13485



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO

+569 976 41 248

VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

