

APÓSITO ESPUMA HIDROFÍLICA POLYDERM™ 9,5CM X 9.5CM

CODIGO ROYALMED: 46-906
MARCA: DEROYAL

CARACTERÍSTICAS:

Características y beneficios	Apósito de espuma hidrofílica Polyderm™ para manejo de heridas moderadas a muy exudadas.
	Hecho de espuma de poliuretano no adherente, altamente absorbente y sin pelusas.
	Construcción gruesa y suave que es extremadamente cómoda.
	Ideal para heridas dolorosas que requieren protección y amortiguación.
	Protege el tejido de granulación para una curación efectiva.
	Apósito primario o secundario
Método de esterilización	ÓXIDO DE ETILENO
Libre de látex	SI



ALMACENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

Factor de empaque	50 Unidades por empaque
Almacenaje	Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.
Fabricante	Zhejiang Longterm Medical Co. China
Procedencia	EEUU
Certificaciones	FDA - CE - ISO13485



LOS OLIVOS 1257-B, PUDAHUEL, SANTIAGO



+569 976 41 248



VENTAS@ROYALMED.CL - INFO@ROYALMED.CL

